

3M**Littmann®**
Stethoscopes

Představujeme:
**Úplně nová
míra čistoty
zvuku.**



**Vyšetřujte pacienty s větší spolehlivostí pomocí nového
3M™ Littmann® CORE digitálního fonendoskopu.**

Představujeme náš dosud nejpokročilejší fonendoskop. Nyní můžete získat vše, co máte na Littmann fonendoskopech tak rádi – špičkovou akustiku, pohodlí a kvalitu – s až 40násobným zesílením* (na kmitočtu nejvyšší úrovně oproti analogovému režimu), aktivním potlačením šumu a mobilní vizualizací zvukových vln.

Je čas poslouchat jako nikdy předtím.

Poslechněte si zcela novou úroveň zvuku.

3M™ Littmann® CORE Digitální fonendoskop



Uslyšíte víc. Mnohem víc.

Až 40násobné zesílení a aktivní potlačování okolního hluku tlumí šumy z okolního prostředí.

40násobné zesílení založené na srovnání analogového poslechu a poslechu s elektronickou asistencí při maximální hlasitosti a maximální frekvenci (125 Hz).*

Poslouchejte tak, jak chcete vy.

Rychle přepínejte mezi analogovým a zesíleným režimem poslechu. Pomocí laditelných membrán na obou stranách oboustranného hrudního snímače uslyšíte vysokofrekvenční i nízkofrekvenční zvuky.

Upgradujte a poslouchejte jako nikdy předtím na www.Littmann.cz

Objevte nové podrobnosti pomocí digitální technologie.

Připojuje se k softwaru Eko a umožňuje vizualizovat průběh srdeční ozvy v reálném čase.

Pohodlí. Jistota.

Měkké těsnící olivky se přizpůsobí uším a zajistí vynikající akustické utěsnění a pohodlné nošení.

Zvládněte více než kdykoli předtím.

Zachyťte


Uložte a okomentujte 15, 30, 60 nebo 120 sekundové záznamy na zabezpečeném panelu.

Analyzujte

Vytvořte knihovnu srdečních ozev pro sledování vývoje onemocnění nebo pro výuku.

Sdílejte

Bezpečně sdílejte záznamy s kolegy.



Základní informace Digitální stetoskop CORE 3M™ Littmann® Výrobek je zdravotnický prostředek. Informace o produktu jsou obsaženy v návodu k použití, který je dostupný zde:



****Interní data 3M. Pro více informací kontaktujte společnost 3M na MedicalCz@mmm.com.**

Před prvním použitím stetoskopu Littmann CORE nabijte. Po nabíjení je stetoskop připraven k použití. Stáhněte si aplikaci Eko App (je-li k dispozici) z Apple App Store® nebo Google Play Store™. Výrobce: 3M Company, 2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144, USA a Eco Devices, Inc. 1212 Broadway, Suite 100, Oakland, CA 94612 USA. Zpřístupněný zástupce: 3M Deutschland GmbH Health Care Business, Carl-Schurz-Str.1, 41453 Neuss, Německo a Emergo Europe Prinsessegracht 20, 2541 AP The Hague, The Netherlands. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 2797 a č. 0 537. Datum vydání návodu: 2020-03



Nejprve poslouchejte.

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 261 380 111 | www.littmann.cz

Chytré zařízení není součástí dodávky.

©2020 3M. Všechna práva vyhrazena. 3M, Littmann, logo L Littmann, značka L a Cardiology IV jsou známky a/nebo registrované známky společnosti 3M. Neoprávněné používání je zakázáno. Používáno na základě licence v Kanadě.

Ochranné známky Eko, včetně CORE, jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Eko Devices Inc.

70-2011-8018-2